


Samilast

BANDAGES TUBULAIRES



Filet tubulaire élastique en fibre synthétique et élastique. Il permet de maintenir les pansements de n'importe quelle partie du corps, sans l'emploi des bandages traditionnels.



LÉGENDE : ZONE D'APPLICATION

- 0 Doigt, orteil
- 1 Main, poignet, pied, cheville
- 2 Bras, jambe, coude, genou, épaule
- 3 Bras, jambe, coude, genou, épaule
- 4 Tête, cuisse et hanche
- 5 Tête, cuisse, hanche et poitrine
- 6 Périnée, aisselle, poitrine, pelvien
- 7 Périnée, aisselle, poitrine, pelvien
- 8 Périnée, aisselle, poitrine, pelvien
- 10 Périnée, aisselle, poitrine, pelvien

AVANTAGES :

- Il peut être coupé aussi bien dans le sens de la longueur que dans le sens de la largeur sans s'effiloche, ce qui permet de maintenir aisément et sans pression le pansement et ce dans les situations les plus difficiles.
- Il réduit le temps d'application d'un pansement.
- Il permet une inspection des lésions et pouvoir effectuer des soins rapides et faciles.
- Il est imperméable, soit au contact du sang, de la sueur ou même des pommades.
- Le plus important, il permet une meilleure aération des blessures.

COMPOSANTES :
38% polyester
35% polyamide
27% caoutchouc

MEDIQUE, DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN AMÉRIQUE DU NORD.

Information technique pour les produits Samilast:

Taille	Code de produit	Zones d'application	Longueur (étiré)	Largeur (non étiré)
0	SAM-S050M	Doigt, orteil	50 m/54,7 vg	0,8 cm/0,3"
1	SAM-S150M	Main, poignet, pied, cheville	50 m/54,7 vg	1,5 cm /0,6"
2	SAM-S250M	Bras, jambe, coude, genou, épaule (petit)	50 m/54,7 vg	1,8 cm/0,7"
3	SAM-S350M	Bras, jambe, coude, genou, épaule (grand)	50 m/54,7 vg	2,0 cm/0,8"
4	SAM-S450M	Tête, cuisse, poitrine (petit)	50 m/54,7 vg	2,3 cm/0,9"
5	SAM-S550M	Tête, cuisse et hanche (grand) poitrine (petit)	50 m/54,7 vg	2,6 cm/1,0"
6	SAM-S625M	Périnée, aisselle, poitrine, pelvien (petit)	25 m/27,3 vg	5,2 cm/2,0"
7	SAM-S725M	Périnée, aisselle, poitrine, pelvien (moyen)	25 m/27,3 vg	5,5 cm/2,2"
8	SAM-S825M	Périnée, aisselle, poitrine, pelvien (grand)	25 m/27,3 vg	6,3 cm/2,5"
10	SAM-S1025M	Périnée, aisselle, poitrine, pelvien (extra grand)	25 m/27,3 vg	10 cm/3,9"

Veillez noter que la longueur a été mesurée par un dynamomètre avec une tension de 16kg.

La largeur exacte peut varier légèrement selon les facteurs ambiants tels que la chaleur, la luminosité, l'humidité et le vieillissement.

COMME TOUT LES BANDAGES TUBULAIRE EN FILET, CE PRODUIT CONTIENT DU LATEX.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer directement avec le service à la clientèle :

MEDIQUE



5900 Ave Andover
Ville Mont-Royal, QC H4T 1H5



1-800-793-6210



1-800-793-4671



customerservice@mediquemed.com



www.mediquemed.com