

MODÈLE / MODEL 5000CD
50 PSI



Caractéristiques:

- Compact - Idéal pour les espaces restreint, les dentistes et les vétérinaires
- Légère, peut être transportée facilement
- Capacité de 4 heures de vapeur continue
- Prêt à être utiliser 10 à 15 minutes après la mise fonction
- Peut être utilisé avec l'eau du robinet, d'une capacité de 2.5 litres
- Fonctionne sur le 110 volt
- Aucun branchement pour le remplissage et pour effectuer la vidange
- Efficace pour nettoyer les moteurs, pièce à main, alésoir flexible, pièce articulé, produits qui ne peuvent être submergés sous l'eau et instrument qui a servi à cautériser.

Characteristics:

- Compact – Compact - Ideal for small spaces, dentists and veterinarians
- Lightweight, can be transported easily
- Continuous steam capacity of 4 hours
- Ready for use 10-15 minutes after switching on
- Used only city water, with a capacity of 2.5 liters
- Operates on 110 volt
- No connection for filling and emptying
- Efficient to clean engines, hand piece, flexible reamer, articulated part, product that cannot be submerged under water and instrument that has been used to cauterize.

MEDIQUE

5900, Andover Ave
VMR, Québec, H4T 1H5
514.342.4294
800.793.6210
www.mediquemed.com

MEDIQUE

Fournitures Médicales (MGBR) Inc
Medical Supplies (MGBR) Inc



514-342-4294
1-800-793-6210

MODÈLE / MODEL 6000CD 65 PSI



Caractéristiques:

- Compact – Idéal pour les espaces restreint, les dentistes et les vétérinaires
- Légère, peut être transportée facilement
- Capacité de 6 heures de vapeur continue
- Prêt à être utiliser 15 à 20 minutes après la mise fonction
- Peut être utilisé avec l'eau du robinet, d'une capacité de 4.5 litres
- Fonctionne sur le 110 volt
- Aucun branchement pour le remplissage et pour effectuer la vidange
- efficace pour nettoyer les moteurs, pièce à main, alésoir flexible, pièce articulé, produits qui ne peuvent être submergés sous l'eau et instrument qui a servi à cautériser.

Characteristics:

- Compact - Ideal for small spaces, dentists and veterinarians
- Lightweight, can be transported easily
- Continuous steam capacity of 6 hours
- Ready for use 15-20 minutes after switching on
- Used only city water, with a capacity of 4.5 liters
- Operates on 110 volt
- No connection for filling and emptying.
- Efficient to clean engines, hand piece, flexible reamer, articulated part, product that cannot be submerged under water and instrument that has been used to cauterize.

MODÈLE / MODEL 7000CD 70 PSI



Caractéristiques:

- Idéal pour les stérilisations à grand volume
- Capacité de 8 heures de vapeur continue
- Prêt à être utiliser 30 minutes après la mise fonction
- Peut être utilisé avec l'eau du robinet, d'une capacité de 9 litres.
- Fonctionne sur le 110 volt
- Aucun entretien requis, seulement faire une vidange complète une fois par semaine
- Aucun branchement pour le remplissage et pour effectuer la vidange
- efficace pour nettoyer les moteurs, pièce à mains, alésoir flexible, pièce articulé, produits qui ne peuvent être submergés sous l'eau et instrument qui a servi à cautériser.

Characteristics:

- Compact
- Lightweight, can be transported easily
- Continuous steam capacity of 8 hours
- Ready for use after 30 minutes after switching on
- Used only city water, with a capacity of 9 liters
- Operates on 110 volt
- No maintenance required, only complete emptying once a week
- No connection for filling and emptying.
- Efficient to clean engines, hand piece, flexible reamer, articulated part, product that cannot be submerged under water and instrument that has been used to cauterize.

MODÈLE / MODEL 1300IA



Caractéristiques:

Avec la valve d'alimentation directe 1300IA, le remplissage manuel de votre chaudière à vapeur des séries 7000 ou 7500 sera une chose du passé.

Characteristics:

With the 1300IA direct feed water valve, hand filling your 7000 or 7500 series steam boiler will be a thing of the past.

**GARANTIE COMPLÈTE 1 AN
RÉSERVOIR GARANTIE À VIE**

**1 YEAR = COMPLETE GUARANTEE
WATER TANK = LIFETIME WARRANTY**