

La réparation de l'équipement d'origine se fait avec un haut niveau de précision et un coût maîtrisé.

MEDIQUE

Distributeur autorisé
514-342-4294

REGARDEZ LES FAITS...
VOUS CHOISIREZ NIS.

POSSIBILITÉS DE FORMATION

Pour vraiment réduire vos coûts de réparation, une compréhension supplémentaire du fonctionnement de l'instrument, des limites d'utilisation, des soins, et des techniques de manutention sont nécessaires. Nos offres de formation sont un autre élément de notre approche proactive à la réduction de vos coûts de réparation.

EN RÉSUMÉ

- › Nos programmes de soins et de manipulation réduiront la réparation des endoscopes flexibles, des endoscopes rigides les instruments pneumatiques, d'instrumentation laparoscopique et des instruments spécialisés.
- › Les sujets au programme comprennent l'identification des composants de l'instrument, la conception des instruments, l'entretien préventif, la prévention de la réparation et des techniques de manipulation lors des soins.
- › Les activités éducatives sont prévues avec la participation des chefs de service ou spécialistes et comprennent généralement tous les cadres et le personnel.
- › Nos programmes sont une composante précieuse de la solution complète de Northfield pour la réduction des coûts de réparation.



" Les services d'instruments Northfield ont prouvés que leurs intérêts sont d'offrir un service à la clientèle exceptionnel, un travail de qualité et surtout de fiabilité. Northfield a aidé dans la réduction des coûts par d'autres moyens, comme en offrant des services pour sensibiliser le personnel à s'occuper pleinement du matériel et à manipuler des instruments en toute sécurité pour réduire les coûts de réparation..."

K.D
Technicien de stérilisation
Hopital South Lake

MEDIQUE

Distributeur autorisé
514-342-4294

Le programme de réparation et de gestion Northfield est structuré de manière à vous fournir un niveau accru dans la capacité à produire des économies de temps et de coût. Nous garantissons nos réparations et votre entière satisfaction.

QUI SOMME- NOUS ?

- › Fondée en 1994, nos techniciens expérimentés ont réparé des dizaines de milliers d’instruments de toutes les spécialités chirurgicales majeures.
- › Nous desservons plus de 800 hopitaux et centres de chirurgie en Amérique du Nord.
- › Le Système d’information NIS produit des données spécifiques pour chaque réparation. Nous vous faisons gagner du temps et de l’argent en agissant rapidement avec la gestion de votre programme de réparation,
- › Nos délais de réparations sont a la pointe de l’industrie (2 à 4 jours). Vos instruments sont retournés vers vos services le plus rapidement possible.
- › Le service de prêt comprends: endoscopes flexibles et rigides, instruments motorisés, pièces à main Phaco et équipement vidéo. Il n’y a aucun frais pour ce service.
- › En utilisant les données de réparation de votre installation , NIS fournit à l’instrument des programmes spécifiques d’instruction conçus pour réduire les coûts de réparations. Travaillant avec votre protocole , nous discutons avec votre accord sur le design de l’instrument, sa fonction, les limites d’utilisation et fournissons la formation sur la maintenance préventive et la réparation.



MEDIQUE
Distributeur autorisé
514-342-4294

Table des Matières :

Capacités de réparation	Page 1
Endoscopes flexibles	Page 2
Endoscopes rigides	Page 3
Équipement vidéo endoscopique	Page 4
Équipement chirurgical alimenté	Page 5
Instrumentation de spécialité	Page 6
Pièce à main Phaco et scalpels harmoniques	Page 7
Analyse du coût par procédure	Page 8

Capacités de réparation

Cysto Urethroscope	Casque lumineux	Matériel électrique	Cables vidéos
Fraise Acétabulaire	Lampe frontale à cordon	Rape	Imprimante Vidéo
Tuyau d'air	Pince Hémostatiques	Alésoirs	Positionneur de jambe
Système Anspach	Hysteroscopes	Batterie rechargeable	Pinces à champs
Instruments Arthroscopique	Pompe de perfusion	Sonde ultrason	
Rasoir Anthroscopique	Scope d'intubation	Ureteroscopes	
Batteries	Irrigants	Resectoscopes	
Cordons Bipolaires	Pince à rein	Écarteur	
Pinces Bipolaires	Pince Kleppinger	Rhinolaryngoscopes	
Cordons lumineux bifurqués	Laparoscopes	Endoscope rigide	
Pince à Biopsie	Instrument Laparoscopique	Rongeurs	
Système d'écarteur Bookwalter	Lecturescopes	Lame Sarns	
Cordon Bovie	Source lumineuse	Ciseaux	
Bronchoscopes	Manomètres	Endoscope semi rigide	
Camera Coupleur	Instruments Micro	Sigmoidoscopes	
Tête de caméra	Equipement Midas Rex	Sinus Scopes	
Pince Castroviejo	Modules	Appareil a saturomètre	
Choledochoscopes	Cordon Monopolar	Sonde T	
Colonoscopes	Ciseaux MPC	Télémetrie	
Perceuse crânienne	Speculum nasale	Trocars	
Pièce à main Cryo	Porte- aiguille	Plateaux instruments	
Couteaux Diamant	Scope Aiguille		
Perceuse	Nephroscopes		
Duodénoscope	Neurodrivers		
Cable ECG/ EKG	Obturateurs		
Corde electro chirurgicale	Accessoire de table d'opération		
Transducteur foetales	Lame oscillante		
Cable fibre optique	Osteotomes		
Gastrosopes	Regulateur a oxygène		
Pince Alligator	Coupe broche		
Instrument Grieshaber	Cable électrique		
Anse	Perceuse électrique		
Harmonique Scalpel	Conducteurs électriques		

“Northfield nous a permis de faire des économies de plus de 40% au cours de la dernière année. Ils ont joué un rôle déterminant dans la formation du personnel au département chirurgical dans la manipulation, le stockage, et le nettoyage des endoscopes flexibles. L’an dernier, la réparation était due la plus part du temps à l’intrusion massive d’un fluide, Au cours des 6 derniers mois, avec l’aide de Northfield, nous avons pratiquement éliminé cette cause de réparation.”

WILLIAM R. REA

Ingénieur clinique en chef

Hopital St Agnes, Baltimore Maryland.

Endoscopes flexibles

Les techniciens de Northfield ont joué un rôle déterminant dans la conception, le développement de nombreux composants et des techniques de réparation utilisés dans l'industrie des services aujourd'hui. Grâce à notre engagement et l'attention portée aux détails, vous savez que votre équipement est réparé par des experts reconnus dans l'industrie.

En résumé :

- › Chaque article reçu subit un processus complet d'inspection à plusieurs niveaux.
- › Nous offrons le service de scope du plus petit au plus grand diamètre de la plus part des manufacturiers.
- › Les pièces de rechange et le matériel sont suivis par numéro de lot et par domaine. Ces informations sont sauvegardées et archivées.
- › Grâce à la recherche et au développement, plus de 130 catégories distinctes de réparation et de rénovation ont déjà été référencées.
- › Chaque article réparé doit passer par l'inspection Qualité effectuée par trois ministères distincts.
- › 6 mois de garantie contre les défauts de matériels et de fabrication.

MEDIQUE

Distributeur autorisé
514-342-4294

"Northfield a réparé des milliers d'instruments et des centaines d'articles rigides et souples pour nous. Nous avons trouvé les réparations de qualité égale à celles du fabricant d'origine avec des temps de retour plus rapide et une réduction des coûts. Ils essaient au maximum d'abaisser les coûts et je les recommande à n'importe qui"

CHERI BLEVINS, RN

Manager Service Chirurgical
Lewis-Gale Centre Médical, Salem, Virginie

ENDOSCOPES RIGIDES ET SPÉCIALISÉS

Chaque endoscope rigide et de spécialité reçu subit un processus complet d'inspection à plusieurs fonctions. Nos techniciens restaureront votre endoscope selon les standards en utilisant que les composants optiques originaux SHÖLLY d'Allemagne.

En résumé


- › Nous utilisons des composants Allemands qui répondent entièrement aux normes des différents manufacturiers.
- › Chaque portée est évaluée pour une longueur précise, son champ de vision (FOV) et l'angle de vision (AOV) pour s'assurer que les lentilles de remplacement et d'assemblages sont conformes aux spécifications d'origine.
- › Les photos numériques enregistrent chaque image entrante et sortante. Ces photos sont incluses dans le résumé service NIS qui accompagne chaque champ retourné.
- › La plupart des réparations sont effectuées dans les 48 heures suivant la réception. Les laparoscopes d'exploitation et de travail peuvent prendre plus de temps pour la réparation.
- › Une inspection de la qualité est faite et comprend des tests d'étanchéité, essais de condensation, les tests de chocs et une mise au point des tests photomètre qui assurent un rendement optimal après chaque réparation.
- › Garantie de 12 mois contre les défauts matériels et de fabrication.



MEDIQUE

Distributeur autorisé

514-342-4294



Service pour les Endoscopes rigides

Nous enregistrons des images entrantes, sortantes et les détails de réparation de poste de chaque endoscope rigide entretenu. Ce rapport détaillé accompagne chaque endoscope réparé et est un indicateur visuel de notre qualité de réparation.

ÉQUIPEMENT VIDEO D'ENDOSCOPIE

Une majorité des fabricants pour les caméras ne fabriquent plus par eux même les composants. Les accessoires tels que les prismes et les câbles sont achetés à des sous-traitants. Nous utilisons des composants semblables lors de nos réparations.

EN RÉSUMÉ

- › Tous les appareils subissent une série de tests pour déterminer les fonctions de contrôles, les performances électriques, la sécurité et la qualité d'image.
- › Les coupleurs de caméras connaissant une fuite ou des problèmes mécaniques peuvent être réparés. Nous nous occupons du calibrage, de l'alignement de l'orientation et du test afin de vous rendre l'appareil comme neuf.
- › Les caméras réparées sont comparables à celles des équipementiers d'origines et sont soumises à deux tests d'assurance qualité avant l'envoi.
- › Nous utilisons des soudeurs de moulage laser ainsi que des machines et photograpeurs pour assurer la qualité de nos réparations. Les caméras sont suivies par un numéro de série pour chaque modèle ainsi que la date sur chaque appareil.
- › Garantie 90 jours contre les défauts de matériaux et de fabrications.



“ Notre partenariat avec Northfield a entraîné une réduction des coûts de réparation avec une véritable économie sur nos coûts. La qualité de la réparation de Northfield est remarquable et je recommande leurs services à n'importe qui.”

MICHAEL HICKS

Directeur

Augusta Centre Médical, Fishersville, Virginie



MEDIQUE

Distributeur autorisé

514-342-4294





Équipement Motorisé Chirurgical

L'état des joints toriques, paliers, engrenages, ressorts, lames, pinces et commutateurs que nous recevons sont inspectés par un équipement motorisé chirurgical pour déceler toute usure et corrosion. Les coûts de réparation sont seulement basés sur les pièces et main d'oeuvre nécessaires pour restaurer votre appareil à des normes de performance du manufacturier d'origine.

EN RÉSUMÉ

- › Nous restaurons les pièces à main et les pièces jointes qui ont été jugés obsolètes et ne sont pas couvertes par le manufacturier.
- › Les tests de diagnostic comprennent des tests tours ou courses par minute et couple instrument mesuré à différents RPM ou SPM. Les résultats sont ensuite comparés aux normes du manufacturier et votre appareil est mis en conformité.
- › La température de l'instrument est évaluée. Nous recherchons les défauts qui indiquent une défaillance des roulements avenir.
- › Push In / Pull out sont mesurés pour évaluer la force requise pour installer et supprimer les bavures et les lames.
- › La plupart des réparations sont effectuées dans les 72 heures suivant la réception avec une garantie de 90 jours contre les défauts matériels et de fabrication.

MEDIQUE

Distributeur autorisé
514-757-4294

Spécialiste de l'instrument

- › Nous sommes experts dans la restauration et la remise à neuf de la majorité des instruments Micro et spécialisés en usage aujourd'hui... même les instruments considérés comme irréparables par d'autres.
- › Nous avons en stock un large inventaire de pièces de rechange d'origine Allemande avec les compétences requises pour réparer les pièces brisées, endommagées ou manquantes. Vos instruments sont restaurés "comme neuf".
- › Les instruments restaurés sont tamponnés avec la date pour la traçabilité et la responsabilité.
- › Les techniques de réparation spécialement développées nous permettent de reprendre la majorité des pinces endommagées.
- › Des isolations spéciales et des capacités de couche poudrées internes nous permettent de correctement réisoler la majorité de tous les instruments de spécialité.
- › Nous sommes les pionniers de l'utilisation du soudage laser pour réparer les instruments "irréparables".
- › La plupart des réparations sont complétées et expédiées dans les 2 à 4 jours après réception du matériel. Une garantie de 3 mois contre les défauts matériels et de fabrication est incluse.



MEDIQUE

Distributeur autorisé
514-342-4294

Pièces à mains Phaco et Scalpels harmoniques

Tous les Phaco à main et Scalpels harmoniques reçus pour réparations sont complètement révisés. Nous utilisons seulement des nouvelles pièces de rechange.

Cela respecte ou excède les normes du fabricant. Nous proposons les Phaco à mains fabriqués par Alcon, Bausch, Lomb, Allergan et d'autres.

› Les réparations sont complétées et rendues dans les 48 heures suivant la réception.

› Les pièces à mains sont calibrées et testées sur l'équipement du fabricant pour assurer la fonction appropriée.

› 90 jours de garantie contre les défauts matériels et de fabrication.



MEDIQUE

Distributeur autorisé
514-342-4294

" Je citerai Northfield comme l'un de nos fournisseurs les plus fiables. Ils ont fourni à notre hôpital un service uniforme et fiable et nous ne voyons aucune différence dans la qualité de leurs réparations avec les instruments d'origines. Je recommande fortement leurs services à chaque hôpital et centre de chirurgie."

MILAN SEIFERT
Superviseur
INOVA FAIRFAX HOPITAL, FALLS CHURCH, Virginia